


Коммерческое предложение

06.09.2026

**Папір-крафт для стерилізації,
540x750 мм, 70 г/м, пак. 10 кг**

Артикул: 4785

Цена: 1130.00 грн



Обгортковий папір з гідрофобним покриттям для використання під час повітряної, парової або газової стерилізації.

Крафт бумага для стерилизации 540x750 мм, 70 г/м², уп. 10 кг

Призначення: використовують для пакування інструментів, великих виробів і білизни, що підлягають стерилізації, виготовлення пакетів для стерилізації.

Особливості:

- щільність паперу 70 г/м², виготовлений за ГОСТ 10700-97;
- упаковка 10 кг (540x750 мм);
- наявність упаковки унеможливує забруднення під час транспортування;
- папір із гідрофобним покриттям;
- забезпечує тривале збереження предметів і матеріалів, що стерилізуються;
- висока стійкість до зовнішніх механічних пошкоджень;
- має високий рівень еластичності, міцності та водостійкості;
- використовують під час стерилізації сухоповітряним (160 – 180оС), паровим (121 – 134оС) або газовим методом.

Технические характеристики

Маса 1м ² , г	70
Руйнівне зусилля, Н, не менше ніж	40
Відносне подовження при розтягуванні, %, не менше, ніж	3,2
Поверхнєве поглинання води, г, не більше, ніж	35