

Коммерческое предложение

06.09.2026

Центрифуга лабораторна CM-3
МІКРОмед

Артикул: 5248

Старая цена: ~~9750.00~~ грн

Новая цена: 8973.00 грн

**УВАГА! ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ПІДРОБОК!**

Центрифуга CM-3 торгової марки MICROmed – лабораторне обладнання періодичної дії з настільним способом встановлення, призначене для розділення на фракції неоднорідних рідких систем, щільність яких не перевищує 2 г/см³. Ця модель застосовується в діагностичних центрах і клінічних лабораторіях, а також для плазмоліфтингу і плазмотерапії. Центрифуга CM-3 – функціональне і недороге обладнання, що ідеально підходить для невеликих лабораторій.

Центрифуга лабораторна CM-3 МІКРОмед спроектована для використання стандартних скляних або пластикових пробірок ємністю до 15 мл або вакутайнерів. Вона має:

- пластиковий корпус, виготовлений із сучасних полімерів із включенням шумопоглинаючих компонентів. У його кришці є прозоре вікно, що дає змогу візуально контролювати процес центрифугування;
- ротор на 6 пробірок;
- електронний блок керування з кнопками завдання режиму роботи і пуску, а також табло, що відображає тривалість центрифугування і реальну частоту обертання;
- систему блокування, що запобігає ввімкненню двигуна при відкритій кришці.

Частота обертання ротора може встановлюватися в межах від 1000 до 4000 об/хв з дискретністю 500 об/хв, а час роботи – від 0 до 60 хв. Причому ці параметри можна змінювати в процесі центрифугування. При повторному запуску центрифуга CM-3 працює за раніше встановленою програмою.

Основні переваги центрифуги СМ-3

До переваг лабораторної центрифуги MICROmed СМ-3 можна віднести:

- високу стабільність, що забезпечується низьким рівнем вібрацій і ніжками у вигляді присосок;
- плавність розгону і гальмування ротора;
- низький рівень шуму;
- цифровий таймер;
- допустиму невідповідність мас у протилежних пробірках 3 г;
- економне споживання електроенергії;
- гарантійний термін 2 роки.

Центрифуги компанії "Торговий дім "Мікромед" пройшли повний цикл необхідних експертиз і випробувань, **внесені МОЗ України до реєстру техніки та виробів, дозволених до використання в медичній практиці.**

Продукція ТМ MICROmed сертифікована за стандартом ISO 13485:2016 і відповідає міжнародним нормативам і вимогам до якості медичних виробів. Ефективність і безпеку використання центрифуг MICROmed СМ-3 гарантує наявність реєстраційного посвідчення МОЗ.

Центрифуга лабораторна СМ-3 МІКРОмед відповідає вимогам Технічного регламенту № 754 щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року та має сертифікат міжнародного зразка ISO 13485:2016.

Оформлення замовлення:

Купити **Центрифугу лабораторну СМ-3 в Україні** в компанії «Мікромед» з безкоштовною доставкою можна через кошик або за телефонами, вказаними на сайті. Продаж здійснюється за вигідною ціною та з адресною доставкою по Україні без попередньої оплати. Форма оплати: готівковий і безготівковий розрахунок, перерахування з картки. Середній час доставки товару становить 1-2 дні. Зв'яжіться з нами за допомогою онлайн-форми або контактного телефону, щоб отримати додаткову інформацію.

Центрифуга лабораторна в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Вінниці та інших великих і невеликих містах України.

Технические характеристики

Напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт не більше	70
Максимальний фактор розділення, g	1790
Максимальний об'єм центрифугату, мл	90
Кількість пробірок	6
Максимальний об'єм пробірок, мл	15
Максимальний розмір застосовуваних пробірок, мм (діам. x висота)	16x120
Частота обертання ротора, об/хв	1000...4000

Дискретність, об/хв	500
Таймер, хв.	0...60
Рівень шуму, Дб не більше	43,8
Габаритні розміри, мм	320x340x280
Маса, кг	3
Термін служби, років не менше	5