

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Центрифуга лабораторна
CM-3.01 MICROmed**

Артикул: 5693

Старая цена: ~~18900.00~~ грн

Новая цена: 16990.00 грн

**ГАРАНТІЯ 2 РОКИ.**

Лабораторна центрифуга CM-3.01 MICROmed переносна – аналог моделей **CM-6M ELMi**, **CM-6 ELMi** ОПН-3, ОПН-3.01, [ОПН-3.02](#), ОПН-3М, Liston C2201, ЦЛМН-Р10-01-Електрон. Вміщує 12 пробірок і розвиває швидкість обертання до 4000 обертів на хвилину. Центрифуга CM-3.01 MICROmed – надійна, продуктивна, безпечна, призначена для розділення на фракції неоднорідних рідин щільністю до 2 г/см³.

Центрифуга лабораторна CM-3.01 MICROmed призначена для підготовки зразків біологічних рідин для клінічних досліджень та приготування компонентів крові для лікувальних процедур (переливання, PRP, PRF-терапії, плазмоліфтингу, тощо).

Центрифуга лабораторна CM-3.01 MICROmed відповідає вимогам Технічного регламенту медичних виробів №754, та має сертифікат якості медичного обладнання міжнародного зразка ISO 13485:2016.

Надане МОЗ України Реєстраційне Посвідчення підтверджує надійність та безпеку використання медичного обладнання та дозволяє використовувати центрифугу CM-3.01 у медичних закладах та медичній практиці.

Технічні особливості центрифуги CM-3.01:

- Гарантія 2 роки;
- має сучасний дизайн, надійна та легка у використанні;
- Корпус виготовлений із сучасних полімерів;
- Зменшений рівень шуму та вібрації;
- Сучасний двигун з обратним інтерфейсом забезпечує плавний розгін та зупинку ротора;
- Кришка центрифуги має прозоре вікно для контролю роботи ротора;

- Електронне блокування двигуна при відкритій кришці;
- Мікропроцесорний блок управління та LED-дисплей, дає можливість чіткого налаштування часу та частоти обертання ротору(передбачена можливість зміни параметрів під час роботи центрифуги);
- Ротор на 12 пробірок. Тип застосовуваних пробірок: скляні, пластикові, вакуутайнери;
- Допустима невірноваженість мас в діаметрально протилежних гільзах до 3г;
- Частота обертання ротора 1000...4000 об/хв, з дискретністю 500 об/хв;
- Таймер 0...60 хв.

Оформлення замовлення:

Купити центрифугу лабораторну СМ-3.01 в Україні в компанії «Мікромед» з безкоштовною доставкою можна через кошик або за телефонами, вказаними на сайті. Продаж здійснюється за вигідною ціною та з адресною доставкою по Україні без попередньої оплати. Форма оплати: готівковий і безготівковий розрахунок, перерахування з картки. Середній час доставки товару становить 1-2 дні. Зв'яжіться з нами за допомогою онлайн-форми або контактного телефону, щоб отримати додаткову інформацію.

Центрифуга лабораторна в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Вінниці та інших великих і невеликих містах України.

Технические характеристики

Напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт не більше	110
Максимальний фактор розділення, g	1790
Максимальний об'єм центрифугату, мл	180
Кількість пробірок	12
Максимальний об'єм пробірок, мм (діам. x висота)	16x120
Частота обертання ротора, об/хв	1000...4000
Дискретність, об/хв	500
Таймер, хв	0...60
Рівень шуму, Дб не більше	41,2
Габаритні розміри, мм	370x370x330
Маса, кг	7
Термін служби, років не менше	5