

Коммерческое предложение

06.09.2026

Коробка стерилізаційна КСК-1

Артикул: 4719

Цена: 660.00 грн



Призначені для стерилізації в парових стерилізаторах, зберігання і доставки до місця використання перев'язувального матеріалу, операційної білизни, термостійких шприців, хірургічного та інших предметів медичного призначення.

Призначені для розміщення перев'язувального матеріалу, операційної білизни, хірургічного інструменту та інших предметів з метою стерилізації їх у парових стерилізаторах та доставки до місця використання.

Коробки для стерилізації циліндричні без фільтру виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 304. Кислотостійка сталь витримує температуру до 900°C, гарантує збереження стерильності матеріалів. Ергономічні ручки на кришці забезпечують зручне транспортування.

Бікси зберігають при температурі від -50°C до +50°C та відносній вологості 80% . У приміщенні повітря не повинно містити домішок, що спричиняють корозію.

Виробник Пакістан Surgicon.

Технические характеристики

Обсяг, куб. дм	1
Діаметр зовнішній, мм	120
Висота, мм	130
Матеріал	нержавіюча сталь