

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Гачок хірургічний 2 зубці
гострі по Kocher 22 см**

Артикул: 0090

Цена: 796.51 грн



Гачок хірургічний по Kocher 22 см 2 гострі зубці.

Призначення: застосовується для розширення або захоплення м'язової, кісткової та інших видів тканин людини під час операції. Гострі гачки дають змогу розводити краї рани, утворені відносно щільними тканинами – шкірою, підшкірною жировою клітковиною і поверхневою фасцією.

Матеріал: нержавіюча сталь.

Виробник: "SURGIWELL" Пакистан.

Інструмент зареєстрований в Україні, має Декларацію відповідності виробів медичного призначення згідно з вимогами Технічного регламенту Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753.

Технические характеристики

Довжина, мм	220
Робоча частина гачка: ширина, мм	9
Діаметр вигину, мм	11
Кількість зубців, шт	2
Зубці	гострокінцеві
Матеріал	нержавіюча сталь