

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Гачок хірургічний 4 зубці
гострі по Kocher 22 см**

Артикул: 0086

Цена: 796.51 грн



Гачок хірургічний по Kocher 22 см 4 гострі зубці.

Призначення: застосовується для розширення або захоплення м'язової, кісткової та інших видів тканин людини під час операції. Гострі гачки дають змогу розводити краї рани, що утворені відносно щільними тканинами – шкірою, підшкірною жировою клітковиною та поверхневою фасцією.

Матеріал: нержавіюча сталь.

Виробник: "SURGIWELL" Пакистан.

Інструмент зареєстрований в Україні, має Декларацію відповідності виробів медичного призначення згідно з вимогами Технічного регламенту Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753.

Технические характеристики

Довжина, мм	220
Робоча частина гачка: ширина, мм	20
Діаметр вигину, мм	12
Кількість зубців, шт	4
Зубці	гострокінцеві
Матеріал	нержавіюча сталь