

Коммерческое предложение

06.09.2026

Наконечник для дозатора 10
мкл універсальний,
нейтральний, уп 1000 шт

Артикул: 3442

Старая цена: ~~151.20 грн~~

Новая цена: 132.30 грн



Універсальний нейтральний наконечник для автоматичних піпеток 10 мкл.
Наконечники спеціально розроблені для використання з дозаторами провідних світових виробників. Упаковка 1000 штук.

Універсальні наконечники виготовлені з поліпропілену, мають напівпрозорий вигляд. Діапазон робочих температур від -15°C до +120°C. Автоклавуються, мають високу хімічну стійкість до кислот, лугів, альдегідів, аліфатичних спиртів.

Технические характеристики