

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Наконечник для дозатора 200
мкл універсальний, жовтий,
пак.1000шт**

Артикул: 3443

Старая цена: ~~159.00 грн~~

Новая цена: 136.00 грн



У процесі дозування **піпеточний лабораторний дозатор** і наконечник утворюють єдину систему. **Наконечники універсальні 200 мкл** можуть використовуватися з одноканальними, багатоканальними дозаторами змінного і фіксованого об'єму.

Наконечник для дозатора 200 мкл універсальний, жовтий, пак. 1000шт спеціально розроблені для використання з дозаторами провідних світових виробників: Ленпіпет, Thermo, Biohit, Eppendorf, Gilson, Axugen та ін.

Наконечники піпеточні універсальні 200 мкл. забезпечують ідеальну посадку на конус і повністю герметичне приєднання, що забезпечить точність і відтворюваність результатів дозування.

При роботі з лабораторними дозаторами Вам знадобляться наконечники відповідного об'єму.

Наконечник для дозатора 200 мкл універсальний, жовтий, пак. 1000шт виготовлений з якісного первинного поліпропілену, мають напівпрозорий вигляд. Діапазон робочих температур від -15°C до +120°C. Автоклавуються, мають високу хімічну стійкість до кислот, лугів, альдегідів, аліфатичних спиртів.

Діаметр посадковий – 5 мм

Матеріал – поліпропілен

Колір – жовтий

Наконечники поставляються розсипом у пакетах по 1000 шт.

Технические характеристики

Об'єм дози, мкл.	0,5...200
Діаметр верхній внутрішній, мм	5

Довжина, мм

51

Упаковка, шт.

1000