

## Коммерческое предложение

06.09.2026

**Пробірка для забору  
капілярної крові з капіляром  
MICROmed з K3 EDTA 0,2 мл,  
пак. 100 шт.**

Артикул: 0110

Цена: 415.00 грн



Пробірка з капіляром – спеціальна мікропробірка для забору капілярної крові невеликими об'ємами.

**Пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з K3 ЕДТА** для капілярного забору крові MICROmed– ємність одноразового використання, стерильна, призначена для збору зразків крові, отриманої методом проколу пальця, п'ятки чи вуха, забезпечує точність та надійність результатів навіть при невеликій кількості біоматеріалу. Пробірка з капіляром упакована у пінопластовий штатив по 100 штук, для безпечного транспортування.

- Складається з пластикової пробірки, герметичної кришки до якої приєднується тонкий капіляр, що забезпечує зручний та точний забір зразка без використання піпеток.
- Пробірка виготовлена з високоякісного прозорого пластику, стійкого до механічних пошкоджень і хімічного впливу;
- Капілярна трубка забезпечує автоматичне надходження крові за рахунок капілярного ефекту;
- Герметична кришка запобігає витіканню зразка та забезпечує стерильність.

## Особливості мікропробірки з капіляром:

- Стерильна, одноразова, нетоксична;
- Об'єм — 200 мкл;
- На внутрішню стінку пробірки нанесено антикоагулянт К3-ЕДТА;
- Має маркування кольоровою кришкою для швидкої ідентифікації типу реагенту;
- Використовується для взяття крові у пацієнтів всіх вікових категорій, особливо зручна в неонатології;
- Наповнення пробірки відбувається під дією капілярного ефекту;
- Закритість системи забезпечує стабільність параметрів досліджуваного матеріалу;
- Стерильність гарантує повну безпеку пацієнта і медичного персоналу.

## Оформлення замовлення:

**Купити мікропробірку для забору капілярної крові з капіляром в Україні** за найвигіднішою ціною в компанії «Мікромед» з безкоштовною доставкою можна через кошик або за телефонами, вказаними на сайті. Продаж здійснюється за вигідною ціною та з адресною доставкою по Україні без попередньої оплати. Форма оплати: готівковий і безготівковий розрахунок, перерахування з картки. Середній час доставки товару становить 1-2 дні. Зв'яжіться з нами за допомогою онлайн-форми або контактного телефону, щоб отримати додаткову інформацію.

**Пробірка з капіляром в Києві**, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Вінниці та інших великих і невеликих містах України.

## Технические характеристики