


Коммерческое предложение

06.09.2026

Пробірка П-1-14x120
круглодонна, скляна

Артикул: 3201

Цена: 2.95 грн



Пробірка скляна П-1-14x120 Вассермана застосовується в медичних і науково-дослідних установах під час проведення біохімічних та інших досліджень у практиці клінічної лабораторної діагностики. Також пробірки використовуються для проведення аналізів і якісних реакцій у лабораторіях екологічного, санітарно-епідеміологічного контролю, у виробничих і хімічних лабораторіях.

Пробірка лабораторна з розгорткою (П-1) має заокруглене дно і прямі краї з товщиною стінки в 0,8 мм. Виготовляється з хімічно стійкого нейтрального скла високої якості.

Скляні пробірки під час повторного використання підлягають стерилізації з подальшим сушінням.

Висота пробірки становить 120 мм, а її діаметр дорівнює 14 мм.

Запаковано в картонні коробки по 490 шт.

Технические характеристики

Висота, мм	120
Діаметр, мм	14
Товщина стінки, мм	0,8