

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Центрифуга медична CM-6M
PLASMA**

Артикул: 5148

Старая цена: ~~14700.00~~ грн

Новая цена: 12890.00 грн

**ГАРАНТІЯ-2 РОКИ. Диск інтерфейсу для встановлення параметрів.**

Найкращий вибір для лікарів, використовуючих протоколи PRF, A-PRF, SUPER PRF, SUPERFIBRIN, i-PRF, PRP, Plasmolifting, SUPERPLASMA.

Клінічна **центрифуга CM-6M PLASMA** MICROMed спроектована для отримання збагаченої **плазми крові**, для подальшого використання в методиках комплексного омолодження (естетичній медицині), ортопедії та хірургічній стоматології.

Відповідає вимогам Технічного регламенту медичних виробів, зареєстрована в Українському центрі сертифікації (УМЦС) та **дозволена для застосування у медичній практиці**.

Центрифуга медична CM-6M PLASMA - медичне обладнання, призначене для підготовки зразків біологічних рідин для клінічних досліджень та приготування компонентів крові (тромбоцитарна аутоплазма в PRP терапії), та збагаченого тромбоцитами фібрину (PRF, I-PRF терапія) для лікувальних процедур.

Центрифуга лабораторная CM-6M PLASMA має **інверторний двигун з цифровим програмним керуванням**. Запрограмовані алгоритми плавного розгону та уповільнення забезпечують цілісність отриманих тромбоцитів.

Переваги нової моделі лабораторної центрифуги CM-6M:

- Інтерфейсний диск для більш зручної роботи, ніж звичайні кнопки;
- Довговічний інверторний двигун;
- Швидкість обертання ротору до 5000 об/хв;
- Ротор 8 x 15 мл;
- Вставки-адаптери для пробірок 13 x 75 мм та 13 x 100 мм;
- LCD - дисплей з індикацією параметрів та кодів помилок самодіагностики;
- Чудовий динамічний баланс створює умови комфортної безшумної роботи;

- Кнопка PULSE для короткострокового режиму роботи;
- механізм примусового відкриття кришки за відсутності живлення;
- Автоматичне блокування кришки до повної зупинки ротору.

Продукція ТМ MICROmed сертифікована за стандартом ISO 13485:2016 і відповідає міжнародним нормативам і вимогам до якості медичних виробів. **Центрифуга лабораторна СМ-6М** відповідає вимогам Технічного регламенту № 754 щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року.

Оформлення замовлення:

Купити центрифугу СМ-6М в Україні в компанії «Мікромед» з безкоштовною доставкою можна через кошик або за телефонами, вказаними на сайті. Продаж здійснюється за вигідною ціною та з адресною доставкою по Україні без попередньої оплати. Форма оплати: готівковий і безготівковий розрахунок, перерахування з картки. Середній час доставки товару становить 1-2 дні. Зв'яжіться з нами за допомогою онлайн-форми або контактного телефону, щоб отримати додаткову інформацію.

Центрифуга медична СМ-6М PLASMA в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Вінниці та інших великих і невеликих містах України.

Технические характеристики

Напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт не більше	40
Максимальний фактор розділення, g	3074
Максимальний об'єм центрифугату, мл	120
Кількість пробірок	8
Максимальний об'єм пробірок, мл	15
Розмір застосовуваних пробірок, мм (діам. x висота)	16x120; 13x100; 13x75
Частота обертання ротора, об/хв	300-5000
Дискретність, об/хв	100
Таймер, хв	0-99
Рівень шуму, Дб не більше	37
Час розгону-гальмування, сек.	55
Блокування кришки	так
Автоматичне відкриття кришки після закінчення циклу	так
Самодіагностика при включенні	так
Габаритні розміри, мм	340x400x270
Маса, кг	5

Комплектація

1. Центрифуга СМ-6М.
2. Встановлений ротор 8х15 мл в комплекті.
3. Адаптери 8 шт. для пробірок 13х75,
4. Адаптери 8 шт. для пробірок 13х100,
4. Мережевий кабель.
5. Інструкція з використання.