

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Ємність-контейнер 5 л, для
хімічної стерилізації та
дезінфекції, Україна**

Артикул:

Цена: 397.00 грн



Призначені для дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах.

Пластикові контейнери призначені для розміщення медичних та косметологічних виробів багаторазового застосування з метою їх дезінфекції хімічним методом.

Ємності стійкі до впливу дезінфікуючих засобів, призначені для багаторазового використання. Особливості:

- Контейнер має сітчасте дно, що дозволяє зручно витягувати вироби з розчину, стікати розчину, а також промивати та просушувати вироби.
- Пластина-важок призначена для утримання інструменту в розчині.
- Кришка щільно прилягає до корпусу, а ручки контейнера створюють додаткову фіксацію кришки.

Використовують :

- медичні установи;
- навчальні заклади;
- косметологічні кабінети.

Виробник Україна.

Технические характеристики

Об'єм, л	5
Висота, мм	170
Ширина, мм	170

